


Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung*:

Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data*:

www.druckdaten.net/information



--- Sicherheitsabstand
 — Endformat / Stanze
 — Datenformat

Anwendung: Pflaster aus der Papierhülle entnehmen und zunächst eine der weißen Läschen ablösen, vorsichtig auf der gereinigten und trockenen Haut platzieren, zweite Läsche lösen, Pflaster gut andrücken und dann die blaue Schutzfolie entfernen. Möglichst so lange auf der Haut belassen, bis es sich von selbst löst. Hinweis: Nur zur äußeren Anwendung. Nicht bei entzündeten Wunden anwenden. Nicht für Diabetiker geeignet. Bei Rötungen oder Schwellungen bitte Anwendung stoppen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Weitere Angaben: siehe Zusatzetikett im Inneren.

* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.